

取扱注意事項

製品名 ライフコーダー(生活習慣記録機)

1. 使用してよい場所

法律等 使用場所について法的規定はない。

2. 機器を操作できる者

法律等 使用場所について法的規定はない。

3. 診断者

法律等 使用場所について法的規定はない。

4. 説明・解説

使用者各個人の性別、年齢、体重、日時を本体に入力し腰部に装着する。

5. 正しく使用するための注意事項

- (1) 装着の不備による水没の故障が多く見られますのでしっかり装着してください。
- (2) 使用する電池は、ボタン型リチウム電池CR2032です。

6. 故障の際の連絡先

福井県国民健康保険団体連合会 業務課 保険者支援グループ TEL 0776-57-1612